



## Rengøringsvejledning for teflon-behandlet tilbehør til El-kirurgi

Spekler, kugletang, hook, vaginalretractor mm

### Bemærk:

Check altid instrumenterne før og efter sterilisation for at sikre, at den blå isolering er intakt. Benyt ikke instrumenter hvor isoleringen er hakket eller ridset eller hvor man kan se metal under isoleringen. Kontakt mellem uisolere metal og den el-kirurgiske elektrode under indgrebet kan give forbrændinger på patient og/eller personale.

### Forbehold

- Brug en blød børste eller klud til at rense instrumenterne. Den isolerede overflade må ALDRIG skrubes eller skrubbes med skuremidler, hårde børster eller lignende.
- Instrumenterne må ikke udsættes for ultralydsbad.
- Brug ikke blegemiddel til at rengøre instrumenterne
- Tør autoklave sterilisation kan ikke anbefales.
- Instrumenterne må ikke være i kontakt med hinanden under damp sterilisation.
- Instrumenterne må ikke ligge i desinficerende væske i mere end 2 timer eller længere end producenten af væsken anbefaler.
- Der må ikke anvendes opløsningsmidler til rengøring af instrumenterne.

### Rengøring

- Umiddelbart efter brug af instrumenterne skal de skylles grundigt for at fjerne alt blod, væske og sod.
- Vask med en mild ikke-ætsende sæbeopløsning og skyl efter med almindeligt postevand. Brug kun bløde børster for at undgå at beskadige isolationen. Skrub aldrig direkte på isolationen.
- Rengør og skyl indersiden af en evt. sugestuds.
- Skyl grundigt med almindeligt postevand.
- Check isolationen GRUNDIGT for ridser, revner, buler og lignende. Man må ikke kunne se metal under isolationen

Bemærk: Pletter fra Lugol kan sætte sig fast på isolationen. Dette er kosmetisk og har ingen indflydelse på isoleringens virkning.

### Desinfektion

- Instrumenterne må ikke ligge i den desinficerende væske længere end producenten af væsken anbefaler.
- Forbered altid desinfektionen i henhold til producentens instruktioner.
- Skyl instrumenterne grundigt med sterilt vand.

### Sterilisation

- Instrumenterne må steriliseres med ETO gas eller med damp autoklave.
- Autoklaver ikke uindpakkede instrumenter.
- Læg kun instrumenterne i et lag og sørg for at de ikke er i kontakt med hinanden.
- Damp autoklavering ved 132° C i mindst 10 minutter. Temperaturen må aldrig overstige 135° C.
- Efter autoklavering skal instrumenter ligge i mindst 30 minutter for at tørre og afkøle.